

MISE EN GARDE:

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES. ARRÊTEZ D'UTILISER LE **FLESHPUMP** SI LES EFFETS INDÉSIRABLES PERSISTENT.

Interactive Life Forms, LLC (« ILF ») et ses sociétés affiliées œuvrent à limiter la prolifération de maladies par le prêt des accessoires ou l'utilisation de ceux de quelqu'un d'autre. Une fois que ce produit est ouvert, il ne peut pas être retourné.

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS (Y COMPRIS TOUTES LES MISES EN GARDES ET AVERTISSEMENTS) AVANT D'UTILISER LE FLESHPUMP.

Le FleshPump est conçu pour aider les hommes à avoir une érection avant un rapport sexuel. **LE FLEHPUMP N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE PORTÉ OU UTILISÉ POUR PÉNÉTRER VOTRE PARTENAIRE. VOUS POURRIEZ VOUS BLESSER VOUS-MÊME OU VOTRE PARTENAIRE.**

MISES EN GARDE/AVERTISSEMENTS:

Le FleshPump est fabriqué en polycarbonate/TPE non nocif et est généralement sans danger au contact du corps. Mettre le FleshPump en contact avec le corps d'une autre personne et/ou de ses fluides n'est pas recommandé du fait du risque de propagation de maladies transmissibles.

Les précautions suivantes sont recommandées lors de l'utilisation du FleshPump:

Le FleshPump n'est peut-être pas adapté aux hommes ne ressentant pas de douleur au pénis et ses alentours. Étant donné que le FleshPump peut entraîner une excitation sexuelle et une accélération du rythme cardiaque et de la respiration, il est conseillé de consulter son médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser le FleshPump et/ou si vous souffrez de l'un des troubles suivants: maladies cardiaques ou respiratoires ; hypertension ; AVC ; épilepsie ou troubles convulsifs ; troubles génitaux ou urinaires (p. ex. problèmes rénaux, de vessie, testiculaires ou péniers) ; diabète ou si vous prenez des anticoagulants, de larges quantités d'aspirine ou autres fluidifiants Sanguins ; si vous souffrez de drépanocytose, de troubles hémorragiques ou de leucémie ; ou si vous avez des antécédents d'érections prolongées.

1. Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule personne.

2. Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser le FleshPump ou si (i) vous êtes peu sensible des parties génitales ou avez déjà rencontré d'autres troubles génitaux ou (ii) si vous ressentez une douleur durant ou après son utilisation. Si à un quelconque moment

vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser le FleshPump et demandez conseil à un médecin ou un professionnel de la santé dès que possible.

3. L'utilisateur doit avoir le contrôle du FleshPump à tous moments. Évitez de vous endormir en utilisant le FleshPump ou d'utiliser le FleshPump après la consommation de drogues ou alcool. Il se peut que vous ne ressentiez pas la douleur sous l'emprise de drogues ou alcool.

4. Si vous souffrez de handicap aux mains, vous ne devriez pas utiliser cet article. Vous devez avoir le plein usage de vos deux mains afin d'utiliser le FleshPump en toute sécurité, avec la force d'actionner le mécanisme de rétablissement de pression.

5. Évitez d'avoir les testicules en contact avec le joint d'étanchéité pour éviter toute gêne ; il est recommandé de prendre une douche ou un bain chaud pour détendre les parties génitales avant d'utiliser le FleshPump.

6. Attendez 60 minutes entre chaque utilisation. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures au pénis. Vous pouvez sévèrement contusionner ou blesser votre pénis si vous n'attendez pas au moins 60 minutes entre chaque utilisation du FleshPump.

7. Désactivez la pompe si vous ressentez une douleur prononcée. La douleur peut être le signe d'une contusion du pénis.

8. N'essayez jamais de retirer le pénis du FleshPump sans avoir au préalable appuyé sur la valve de rétablissement de pression. Le fait de retirer le pénis sans rétablissement de la pression peut engendrer des blessures.

L'utilisation du FleshPump peut entraîner des contusions ou des ruptures de vaisseaux sanguins immédiatement sous la surface de la peau ou plus profondément dans le corps du pénis ou le scrotum. Des saignements

internes, contusions ou pétéchies (petites taches violacées sur un corps, tel que la peau ou une membrane muqueuse, causées par une légère hémorragie), des hémorragies ou l'apparition d'hématomes (un gonflement localisé causé par la rupture d'un vaisseau sanguin) dans le pénis ou le scrotum peuvent survenir.

Toute interaction ou utilisation que vous pourriez faire sur la base des informations contenues dans ce manuel sont faites à vos propres risques. Si vous pensez faire l'objet d'urgence médicale, contactez immédiatement votre médecin ou un professionnel de la santé et/ou rendez vous à un centre de soins d'urgence.

Les informations contenues dans ce manuel ne sont pas prévues et ne devraient pas être considérées comme un substitut à une consultation, un diagnostic ou un traitement médical. Nous vous recommandons de parler à un médecin ou un professionnel de la santé pour vous fournir des conseils et/ou évaluer votre

condition médicale. Vous seul et/ou un tel médecin ou professionnel de santé peut évaluer le caractère approprié de produits prévus pour votre usage personnel.

RISQUES LIÉS AU TRAITEMENT PAR PRESSION NÉGATIVE:

Le traitement par pression négative est facile à utiliser. Cependant, il existe certains risques associés au traitement par pression négative. Il est primordial que vous soyez conscient de ces risques.

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS (COMPRENANT TOUTES LES MISES EN GARDES ET AVERTISSEMENTS) AVANT D'UTILISER LE FLESHPUMP.

RISQUES & AVERTISSEMENTS POUR LE TRAITEMENT PAR PRESSON NÉGATIVE:

N'utilisez pas de pompes électriques dans ou à proximité de l'eau.

Votre pénis peut souffrir de contusions ou blessures sérieuses si vous n'attendez pas au moins 60 minutes entre chaque utilisation du FleshPump.

L'utilisation de trop de pression sous vide peut heurter votre pénis, incluant de manière non exhaustive des contusions ou blessures à votre pénis ou scrotum. N'appliquez que le minimum de pression négative nécessaire à l'obtention d'une érection.

Il est possible que le traitement par pression négative cause des bleus à l'extrémité de votre pénis. Cela est normal et ne devrait pas être douloureux.

L'utilisation du FleshPump peut aggraver des conditions préexistantes telles que le priapisme (une érection persistante, généralement douloureuse entraînée par une maladie et sans lien avec l'excitation sexuelle) ; la maladie de La Peyronie (formation de tissus durs sur le pénis pouvant causer des douleurs, une torsion, et/ou une distorsion, généralement durant l'érection) ; la sténose urétrale (une zone de tissus durs rétrécissant l'urètre et rendant parfois difficile le fait d'uriner).

L'utilisation du FleshPump peut cacher une cause sous-jacente de vos problèmes érectiles. Ces causes peuvent inclure: le diabète, la sclérose en plaques, des insuffisances rénales chroniques, la cirrhose du foie, ou l'alcoolisme. Vous devriez consulter votre médecin traitant ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

COMMENT FONCTIONNE LE TRAITEMENT PAR PRESSION NÉGATIVE DE FLESHPUMP™

Le FleshPump facilite vos érections en utilisant un système de dépressurisation attirant le sang dans le pénis au repos. L'érection est atteinte

et maintenue grâce à un anneau serré à la base de la verge, où le pénis rejoint le pubis, afin d'aider à garder le sang à l'intérieur des corps caverneux. Grâce au « donut » très flexible du FleshPump, le joint reste bien en place

et procure la sensation d'un maintien ferme sans être trop serré.

Les résultats ne sont pas immédiats et l'utilisation du FleshPump nécessite de la patience et de la persévérance.

L'utilisation du FleshPump n'a pas pour objet de remplacer le diagnostic de votre médecin concernant les causes sous-jacentes de vos troubles érectiles et n'a pas pour but de représenter ou être vendu en tant que remède. Il est toujours préférable de

communiquer avec votre médecin traitant si vous avez des inquiétudes concernant l'utilisation du FleshPump pour aider à combattre les problèmes d'érection.

GARANTI 90 JOURS

La garantie couvre le tube pénien et le mécanisme de la pompe. Le FleshPump est sujet à une usure normale et des détériorations cosmétiques qui ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages engendrés par les accidents, un usage non adapté

ou la négligence. Gardez votre preuve d'achat ou emballage, qui font apparaître votre date d'achat.

Si quelque chose manque, est cassé ou défectueux lors de la réception de votre FleshPump, veuillez appeler notre service de relations clientèle au 888.804.4453.

COMMENT UTILISER VOTRE FLESHPUMP™

La perfection n'est approchable que par la répétition - cela peut prendre du temps de s'habituer à

La sensation et au fonctionnement du FleshPump, alors veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-jointes et accordez-vous

le temps d'essayer et voir comment le FleshPump peut fonctionner au mieux sur votre corps.

Entraînez-vous à créer et maintenir votre érection avant d'essayer un rapport sexuel avec une autre personne.

1. Assurez-vous que le « donut » de votre FleshPump est propre et ne comporte pas de poussières ou de résidus.
2. Lubrifiez généreusement votre pénis au repos avec un lubrifiant à base d'huile tel que le lubrifiant FleshPump.
3. Afin d'éviter tout tirage des poils pubiens, lubrifiez la base du corps ou supprimez les poils pubiens à la base du pénis.
4. Passez votre pénis au repos à travers l'ouverture en « donut » du FleshPump.
5. Pressez sur le bouton pour faire aspirer lentement votre pénis lubrifié et au repos dans le tube de la pompe. Cela aidera à créer un joint bien serré à la base de la verge.
6. Tenez la pompe fermement avec une main et utilisez l'autre pour actionner le système d'aspiration.
7. Pendant que vous pompez, observez comment votre pénis répond à l'augmentation progressive de la pression négative et faites attention à ce que vous ressentez.
8. Il est normal que votre pénis devienne rouge du fait de l'aspiration du sang dans la verge. Le fait de pomper trop vite peut créer des contusions ou des lésions des vaisseaux sanguins sous-cutanés, alors veuillez prendre votre temps.
9. Si des douleurs ou des gênes persistent, arrêtez immédiatement l'utilisation et rétablissez la pression dans le tube. Consultez un médecin si nécessaire.
10. Pour de meilleurs résultats, pompez par courtes périodes de 5 à 10 secondes puis libérez la pression, comme pour tout autre entraînement musculaire à la salle de sport.
11. La durée moyenne des périodes de pompage est de 3 à 5 minutes au total. Veuillez attendre 60 minutes entre chaque utilisation du FleshPump.

NETTOYAGE DE VOTRE FLESHPUMP™

1. N'immergez PAS votre FleshPump sous l'eau.
2. Après chaque utilisation, démontez délicatement le tube pénien du mécanisme de pompage. Nettoyez soigneusement le tube et le « donut » à l'eau tiède et au savon.
3. Rincez et séchez complètement avant rangement.
4. Gardez à l'abri de la poussière.

LUBRIFIANT FLESHPUMP™

Une bonne lubrification est essentielle à une session de pompage en toute sécurité. Le lubrifiant FleshPump est un lubrifiant longue durée, à base d'huile, qui fonctionne à merveille avec votre FleshPump.

PERFORMANCE IS PLEASURE™



STAMINA TRAINING UNIT™ & ENDURANCE JACK™

La perfection n'est approchable que par la répétition, particulièrement au lit. Conçu pour reproduire les sensations uniques des rapports sexuels, ce qui peut aider ses utilisateurs à augmenter leur endurance sexuelle, améliorer leurs performances et leur technique, et intensifier les orgasmes.

12, 13 pouces

□□□□□□□

TUBE PÉNIEN MÉCANISME DE POMPAGE

LE SEX-TOY POUR HOMMES LE PLUS VENDU AU MONDE!